

Anticorpo Policlonale Anti-Exoc3 Per Wb, Elisa - O60645

Numero articolo: CM0027682

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano EXOC3 (Sec6), un componente del complesso esosist. Adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA nella ricerca sull'esocitosi e sulla biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EXOC3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SEC6; Sec6p; SEC6L1; EXOC3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	11336
Gene ID	11336
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 396-745 di EXOC3 umano (NP_009208.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O60645
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio