

Anticorpo Policlonale Anti-Exoc4 Per Wb Ed Elisa - Q96A65

Numero articolo: CM0013048



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-EXOC4 validato per Western blot ed ELISA. Bersaglia il componente del complesso essocistico Sec8 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per la ricerca sull'esocitosi e il trasporto proteico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EXOC4 Rabbit pAb
Note/Alias	SEC8; Sec8p; SEC8L1; EXOC4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	60412
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di EXOC4 umano (NP_068579.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96A65
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio