

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Exoc5 Per Wb E Elisa - 000471

Numero articolo: CM0029421

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro EXOC5 umano, un componente chiave del complesso esosista. È validato per WB e ELISA e presenta reattività crociata con topo e ratto, rendendolo adatto per lo studio dell'attracco delle vescicole esocitiche e della secrezione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EXOC5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SEC10, HSEC10, SEC10P, PRO1912, SEC10L1, EXOC5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10640
ID Gene	10640
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-610 di EXOC5 umano (NP_006535.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000471
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio