


Anticorpo Policlonale Anti-Exosc1 Per Wb E Elisa - Q9Y3B2

Numero articolo: CM0013809



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EXOSC1 (Q9Y3B2) per WB e ELISA rileva la componente esosomiale umana CSL4, una subunità non catalitica del complesso esosoma RNA coinvolta nella processazione e degradazione degli RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EXOSC1 Rabbit pAb
Note/Alias	p13; CSL4; SKI4; Csl4p; PCH1F; Ski4p; CGI-108; EXOSC1
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	51013
ID gene	51013
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-195 di EXOSC1 umana (NP_057130.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9Y3B2
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio