


Anticorpo Policlonale Anti-Exosc10 Per Wb Ed Elisa - Q01780

Numero articolo: CM0023895



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EXOSC10 umano, validato per WB ed ELISA. Mira al componente dell'essosoma dell'RNA coinvolto nell'elaborazione dell'RNA, nella riparazione del DNA e nella funzione delle cellule immunitarie. Reagisce con umano, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EXOSC10 Rabbit pAb
Note/Alias	p2; p3; p4; RRP6; PMSCL; Rrp6p; PM-Scl; PMSCL2; PM/Scl-100; EXOSC10
Specie	Umano
GeneID	5394
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 586-885 di EXOSC10 umano (NP_001001998.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01780
Peso Proteico	101kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio