

Anticorpo Policlonale Anti-Exosc2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13868

Numero articolo: CM0014200



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EXOSC2 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la componente del complesso dell'esosoma coinvolta nella lavorazione e degradazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EXOSC2 Rabbit pAb
Note / Alias	p7; RRP4; SHRF; Rrp4p; hRrp4p; EXOSC2
Specie	Umana
GeneID (Umana)	23404
GeneID	23404
Immunogeno	Proteina ricombinante
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q13868
Peso proteico	33kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio