

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Exosc3 Per Wb, Elisa - Q9Nqt5

Numero articolo: CM0013923



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità che riconosce EXOSC3 (RRP40/p10), componente principale dell'esosoma di RNA. Validato per Western blotting e ELISA, con reattività crociata in campioni umani, di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	EXOSC3 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	p10; PCH1B; RRP40; Rrp40p; CGI-102; hRrp-40; bA3J10.7; EXOSC3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	51010
GeneID	51010
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-275 di EXOSC3 umana (NP_057126.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQT5
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio