

Anticorpo Monoclonale Anti-Exosc7 Per Wb, Elisa - Q15024

Numero articolo: CM0003207



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'umano EXOSC7 (Q15024), adatto per Western blot ed ELISA. Rileva EXOSC7 umano e murino, una subunità non catalitica del complesso esosoma dell'RNA. Ideale per la ricerca sul processamento e la degradazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	EXOSC7 Rabbit mAb
Note/Alias	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23016
GeneID	23016
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 dell'umano EXOSC7 (Q15024))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15024
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio