

Anticorpo Policlonale Anti-Exosc7 Per Wb, Elisa - Q15024

Numero articolo: CM0027695



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro EXOSC7 umano (RRP42), per applicazioni WB ed ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Il bersaglio è un componente non catalitico del complesso esosoma RNA coinvolto nell'elaborazione e nella degradazione dell'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EXOSC7 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	p8; EAP1; RRP42; Rrp42p; hRrp42p; EXOSC7
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23016
Gene ID	23016
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-291 di EXOSC7 umano (NP_055819.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q15024
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio