

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Exosc8 Per Wb, Elisa - Q96B26

Numero articolo: CM0030470



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-EXOSC8 validato per WB ed ELISA. Bersaglia il componente dell'esosoma RRP43, coinvolto nella lavorazione e degradazione dell'RNA. Ideale per la ricerca su campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EXOSC8 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	p9; CIP3; EAP2; OIP2; PCH1C; RRP43; Rrp43p; bA421P11.3; EXOSC8
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	11340
ID Gene	11340
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-276 dell'EXOSC8 umano (NP_852480.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q96B26
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio