

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Exportin 2 (Xpo2) Per Wb Ed Elisa - P55060

Numero articolo: CM0002332

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Exportin 2 (XPO2/CSE1L), adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Questo anticorpo rileva la proteina Exportin 2 (110 kDa) umana e murina ed è uno strumento essenziale per studiare i meccanismi di trasporto nucleocitoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-Exportin 2 (XPO2)
Note/Alias	CAS; CSE1; XPO2; Exportin 2 (XPO2)
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	1434
ID Gene	1434
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 872-971 di Exportin 2 (XPO2) umano (P55060)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P55060
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio