

Anticorpo Policlonale Anti-Exportin 5 (Xpo5) Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Hav4

Numero articolo: CM0028394



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Exportin 5 (XPO5) adatto per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Validato su umano, topo, ratto. 136kDa, immunogeno aa 925-1204. Fondamentale per l'esportazione nucleare di miRNA e dsRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Exportin 5 (XPO5) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	exp5; Exportin 5 (XPO5)
Specie	Umano
GenelD (umano)	57510
GenelD	57510
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 925-1204 della Exportin 5 umana (NP_065801.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HAV4
Peso proteico	136kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio