

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Exportin 5 (Xpo5) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hav4

Numero articolo: CM0011658



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Exportin 5 (XPO5) umano. Validato per WB, IHC-P, ELISA e cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'esportazione nucleare e della biologia dei miRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Exportin 5 (XPO5) Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	exp5; Exportin 5 (XPO5)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	57510
GenelD	57510
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 dell'Exportin 5 (XPO5) umano (Q9HAV4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9HAV4
Peso Proteico	136kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio