

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Exportina-6 (Xpo6) Per Wb E Elisa - Q96Qu8

Numero articolo: CM0015690

introduzione

XPO6 Rabbit pAb rileva l'Exportina-6 in campioni umani e murini tramite WB e ELISA. Ideale per studi sul trasporto nucleare e sulla dinamica dell'actina. Anticorpo policlonale prodotto contro un frammento ricombinante di XPO6 umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	XPO6 Rabbit pAb
Note/Alias	EXP6; RANBP20; XPO6
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23214
GeneID	23214
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-530 di XPO6 umana (NP_055986.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q96QU8
Peso proteico	129 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio