

Anticorpo Policlonale Anti-Ext1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q16394

Numero articolo: CM0020396



introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) anti-EXT1 di coniglio per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira all'esostosina-1, una subunità co-polimerasi dell'eparan solfato critica per l'allungamento dei glicani e l'omeostasi della matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EXT1 Rabbit pAb
Note/Alias	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2131
GeneID	2131
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 467-746 dell'EXT1 umano (NP_000118.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16394
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio