

Anticorpo Policlonale Anti-Ext2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q93030

Numero articolo: CM0022382



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting su EXT2 umano (exostosina-2), convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla biosintesi dell'HS e sulle esostosi multiple.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EXT2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SOTV; SSMS; EXT2
Specie	Umano
Gene ID	2132
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-340 dell'EXT2 umano (NP_000392.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q93063
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio