

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Eya1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99502

Numero articolo: CM0030530

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting EYA1, un coattivatore della trascrizione e fosfatasi coinvolto nella riparazione del DNA e nell'organogenesi. Validato per WB, IHC-P, ELISA su campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EYA1 Coniglio pAb
Note/Alias	BOP; BOR; BOS1; OFC1; EYA1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2138
Gene ID	2138
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 200-300 di EYA1 umano (NP_000494.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q99502
Peso Proteico	65kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio