


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Eya3 Per Wb E Elisa - Q99504

Numero articolo: CM0030518



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-EYA3 convalidato per WB e ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Prende di mira la proteina fosfatasi EYA3, un regolatore chiave nella riparazione del DNA e nella trascrizione. Adatto per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EYA3 Rabbit pAb
Note/Alias	EYA3
Specie	Umana
GeneID (umano)	2140
GeneID	2140
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 della proteina EYA3 umana (NP_001981.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q99504
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio