


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Eya3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99504

Numero articolo: CM0017712



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta specificità diretto contro la fosfatasi EYA3 umana (UniProt Q99504). Validato per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica ed ELISA. Confermata la cross-reattività con il ratto. Ideale per lo studio della riparazione dei danni al DNA, della regolazione della trascrizione e delle vie della biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EYA3 pAb di coniglio
Note/alias	EYA3
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2140
ID del gene	2140
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di EYA3 umano (NP_001981.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Uomo, ratto
SWISS	Q99504
Peso della proteina	63 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante