

Anticorpo Policlonale Anti-Ezh1 Per Wb E Elisa - Q92800

Numero articolo: CM0028250



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-EZH1 convalidato per WB e ELISA, in grado di rilevare EZH1 umano, di topo e di ratto. Questo anticorpo bersaglia una istone metiltransferasi critica per la repressione trascrizionale e il mantenimento delle cellule staminali embrionali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EZH1 Rabbit pAb
Note/Abbreviazioni	KMT6B; EZH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2145
GeneID	2145
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-280 di EZH1 umano (NP_001982.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92800
Peso proteico	85 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato