


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ezh2/Kmt6 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15910

Numero articolo: CM0016830



introduzione

Anticorpo policlonale che si lega a EZH2/KMT6 umano (aa 1-250). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano e topo. Adatto per la ricerca epigenetica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EZH2/KMT6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2146
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-250 di EZH2/KMT6 umano (NP_001190176.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q15910
Peso proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio