


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ezh2/Kmt6 Per Wb, Ip, Elisa - Q15910

Numero articolo: CM0019659



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro EZH2/KMT6 (UniProt Q15910), adatto per Western blotting, immunoprecipitazione ed ELISA. Rileva EZH2 umano e murino, una metiltransferasi degli istoni chiave coinvolta nella repressione trascrizionale e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	EZH2/KMT6 pAb di coniglio
Note/alias	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2146
GeneID	2146
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 158-261 di EZH2/KMT6 (NP_001190176.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q15910
Peso della proteina	85 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante