


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ezrin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15311

Numero articolo: CM0003103



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ezrin di alta qualità per Western blot, IHC-P ed ELISA. Validato su campioni umani, target Ezrin (P15311), una proteina di collegamento del citoscheletro. Ideale per la ricerca nella biologia delle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Ezrin Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Ezrin
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7430
GeneID	7430
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 300-400 dell'Ezrin umano (P15311).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P15311
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio