


Anticorpo Policlonale Anti-F13A1 Per Wb, If-P, Elisa - P00488

Numero articolo: CM0012896



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la catena A del fattore XIII della coagulazione (F13A1) per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto. Stabilizza i coaguli di fibrina tramite attività transglutaminasica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	F13A1 Rabbit pAb
Note/Alias	F13A; F13A1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2162
GeneID	2162
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 600-732 di F13A1 umano (NP_000120.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P00488
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio