

Anticorpo Policlonale Anti-F2RL3 Per Wb, Elisa - Q96Ri0

Numero articolo: CM0029989



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore 4 attivato dalla proteinasi umana (F2RL3/PAR4) per Western blot (WB) e ELISA. Reagisce in modo crociato con campioni di origine umana, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione della trombina e l'attivazione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	F2RL3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PAR4; F2RL3
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	9002
ID Gene	9002
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 20-150 di F2RL3 umano (NP_003941.2).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96Ri0
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio