

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-F4/80 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61549

Numero articolo: CM0005472

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio F4/80 per l'uso in WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Supporta la biologia dei macrofagi, l'adesione cellulare e gli studi sullo sviluppo delle cellule T regolatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	F4/80 mAb Coniglio
Note/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Specie	Topo
GenelD (Umano)	2015
GenelD (Topo)	13733
Immunogeno	Proteina ricombinante di F4/80 di topo
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio