

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-F4/80 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q61549

Numero articolo: CM0022110

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al F4/80 (EMR1) murino, un GPCR di adesione specifico dei macrofagi. Validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Dimostra reattività crociata con il F4/80 umano. Ideale per studi sulle interazioni delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	F4/80 Coniglio pAb
Note/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	2015
Gene ID	13733
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 367-645 del F4/80 murino (NP_034260.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q61549
Peso proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio