

Anticorpo Policlonale Anti-Fa2H Coniglio Per Wb, Elisa - Q7L5A8

Numero articolo: CM0015859

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'acido grasso 2-idrossilasi umana (FA2H). Adatto per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Supporta la ricerca nel metabolismo degli sfingolipidi, nella funzione del tessuto neurale e nella formazione della barriera cutanea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FA2H Rabbit pAb
Note/Alias	FAAH, FAH1, SCS7, SPG35, FAXDC1, FA2H
Specie	Umano
ID Gene	79152 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 95-170 di FA2H umana (NP_077282.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q7L5A8
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio