

Anticorpo Monoclonale Anti-Faah1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 000519

Numero articolo: CM0012154

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio FAAH1 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Cross-reattiva con FAAH1 umano, murino e ratto (63 kDa). Ideale per la ricerca sugli endocannabinoidi e sulla segnalazione lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAAH1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2166
Gene ID	2166
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-579 di FAAH1 umano (000519).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	000519
Peso proteico	63 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio