

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Faah1 Per Wb, Elisa - 000519

Numero articolo: CM0015101

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'idrolasi dell'ammina degli acidi grassi 1 (FAAH1), convalidato per Western blot ed ELISA. Reagisce con FAAH1 umano e murino. Ideale per la ricerca sul sistema endocannabinoide.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAAH1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Specie	Umano
GenelD	2166
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 450-579 di FAAH11 umano (NP_001432.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	000519
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio