

Anticorpo Policlonale Anti-Faah2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Gmr7

Numero articolo: CM0024405

introduzione

Anticorpo Policlonale FAAH2 di Coniglio per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Rileva FAAH2 umano, murino e ratto. Adatto per studi sul metabolismo lipidico, sulla segnalazione degli endocannabinoidi e sull'attività amidasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAAH2 Coniglio pAb
Note/Alias	AMDD; FAAH2
Specie	Umano
Gene ID	158584
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 323-532 di FAAH2 umano (NP_777572.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q6GMR7
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio