

Anticorpo Policlonale Anti-Fabp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Numero articolo: CM0019326



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FABP1 umano, validato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva la proteina legante gli acidi grassi epatica di uomo, topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FABP1 Rabbit pAb
Note / Alias	FABP1; FABPL; L-FABP; fatty acid binding protein 1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	2168
GeneID	2168
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FABP1 umano (NP_001434.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07148
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio