

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fabp1 Per Wb - P07148

Numero articolo: CM0003570



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce la FABP1 umana (L-FABP), adatto per WB, IF/ICC, IF-P e ELISA. Rileva FABP1 in campioni di uomo, topo e ratto. È coinvolto nel trasporto lipidico intracellulare e nell'assorbimento del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FABP1 Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2168
ID gene	2168
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della FABP1 umana (P07148))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07148
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio