

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fabp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Numero articolo: CM0028745



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la FABP1 umana (L-FABP) per Western blot, IF/ICC e rilevazione ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sul metabolismo lipidico e sulla funzionalità epatica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FABP1 Rabbit pAb
Note/Alias	FABPL; L-FABP; FABP1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2168
GeneID	2168
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-127 della FABP1 umana (NP_001434.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P07148
Peso proteico	14kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio