


Anti-Fabp3 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05413

Numero articolo: CM0028565



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FABP3 umano, noto anche come H-FABP o MDGI. Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Peso molecolare: 15kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FABP3 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MDGI; FABP11; H-FABP; M-FABP; O-FABP; FABP3
Specie	Umano
GeneID	2170
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P05413
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio