


Anticorpo Monoclonale Anti-Fabp4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Numero articolo: CM0012760



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro FABP4 umana (proteina legante gli acidi grassi degli adipociti), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto lipidico e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FABP4 Rabbit mAb
Note/Alias	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
Specie	Umano
GeneID (umano)	2167
GeneID	2167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-132 della FABP4 umana (NP_001433.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15090
Peso Proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio