


## Anticorpo Policlonale Anti-Fabp4 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Numero articolo: CM0014080



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FABP4 umano (proteina legante acidi grassi degli adipociti, aP2). Validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto dei lipidi e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | FABP4 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Osservazioni/Alias  | aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                        |
| ID Gene (Umano)     | 2167                                                                                                                         |
| ID Gene             | 2167                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-132 di FABP4 umano (NP_001433.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                        |
| Applicazione        | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS               | P15090                                                                                                                       |
| Peso proteico       | 15 kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |