


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fabp5 Per Wb, Ihc, If, Elisa - Q01469

Numero articolo: CM0004725



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio FABP5 convalidato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Vettore per acidi grassi a catena lunga, endocannabinoidi; coinvolto nell'infiammazione e nella differenziazione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FABP5 Rabbit mAb
Note/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP
Specie	Uomo
GeneID	2171
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 della FABP5 umana (NP_001435.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01469
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio