


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fabp5 Per Wb E Elisa - Q01469

Numero articolo: CM0015443



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FABP5 umano (E-FABP), convalidato per WB e ELISA. Rileva FABP5 di uomo, topo e ratto; trasportatore intracellulare di acidi grassi coinvolto nell'infiammazione e nella differenziazione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	FABP5 Rabbit pAb
Note/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	2171
ID Gene	2171
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di FABP5 umano (NP_001435.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q01469
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio