


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fabp6 Per Wb, If-P, Elisa - P51161

Numero articolo: CM0028557



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FABP6 umano (Gastrotropina/ILBP) validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo degli acidi biliari enteroepatici e sull'apoptosi del cancro al colon.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | FABP6 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | ILBP; I-15P; I-BAP; ILBP3; ILLBP; I-BABP; I-BALB; FABP6                                                                     |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| GeneID              | 2172                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-128 di FABP6 umano (NP_001436.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IF-P, ELISA                                                                                                             |
| Reattività crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | P51161                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 14kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                           |