


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fabp7 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15540

Numero articolo: CM0017836



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FABP7 umano (BLBP, B-FABP). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo e ratto. Rileva la proteina legante lipidi cerebrale di 15 kDa, essenziale per lo sviluppo del Sistema Nervoso Centrale. Adatto per studi di neurobiologia e metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FABP7 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; FABP7
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2173
GeneID	2173
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-132 di FABP7 umano (NP_001437.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	O15540
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio