


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fabpi (I-Fabp) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12104

Numero articolo: CM0007881



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro FABPI umano (I-FABP), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto intestinale degli acidi grassi e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome del prodotto	FABPI Rabbit mAb
Note/alias	FABPI; I-FABP
Specie	Umano
GeneID (umano)	2169
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 1-100 di FABPI umano (P12104)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P12104
Peso della proteina	15 kDa
Spedizione	Confezione refrigerante