


Anticorpo Policlonale Anti-Fabpi Per Wb, Elisa - P12104

Numero articolo: CM0024084



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro FABPI umano (I-FABP), convalidato per applicazioni Western blot ed ELISA. Rileva la proteina legante acidi grassi intestinali umana, murina e rat. Ideale per la ricerca sul trasporto dei lipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FABPI Rabbit pAb
Note/Alias	FABPI; I-FABP
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2169
Gene ID	2169
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-132 di FABPI umano (NP_000125.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P12104
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio