


Anticorpo Policlonale Anti-Fattore IX / F9 Per Wb, If-P, Elisa - P00740

Numero articolo: CM0022917



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Fattore IX umano (F9, FIX, fattore di Natale). Validato per WB, IF-P, ELISA; cross-reagisce con topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla coagulazione e lo sviluppo di saggi diagnostici per l'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fattore IX / F9 pAb Coniglio
Note/Alias	FIX; P19; PTC; HEMB; THPH8; F9 p22; Fattore IX / F9
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2158
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 29-192 del Fattore IX umano / F9 (NP_000124.1))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P00740
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio