


Anticorpo Monoclonale Anti-Fadd Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q61160

Numero articolo: CM0002075



introduzione

Esplora il ruolo di FADD nell'apoptosi e nell'immunità innata con questo anticorpo monoclonale convalidato di coniglio, ideale per WB, IHC-P ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FADD Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	Mort1/FADD; FADD
Specie	Topo
GeneID (Umano)	8772
GeneID	14082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 di FADD di topo (NP_034305.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q61160
Peso Molecolare Proteico	23 kDa
Spedizione	Sacco refrigerante