


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fadd Per Wb, Elisa - Q13158

Numero articolo: CM0003117



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce FADD umano (GIG3/MORT1), validato per applicazioni WB e ELISA. Ideale per la ricerca sull'apoptosi e l'immunità innata. - Q13158

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FADD Rabbit mAb
Note/Alias	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8772
GeneID	8772
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-150 di FADD umano (Q13158).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13158
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio