


## Anti-Fadd Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - Q13158

Numero articolo: CM0028429



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FADD umano (proteina del dominio di morte associata a FAS). Validato per WB, IP ed ELISA; cross-reagisce con FADD di topo e ratto. Utile per la ricerca sull'apoptosi, sulla segnalazione dei recettori di morte e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

| Specifica           | Dettagli                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | FADD Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | GIG3; IMD90; MORT1; FADD                                                                                                   |
| Specie              | Umano                                                                                                                      |
| Gene ID (Umano)     | 8772                                                                                                                       |
| Gene ID             | 8772                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-208 del FADD umano (NP_003815.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                                                                                                              |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS               | Q13158                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 23kDa                                                                                                                      |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                         |