

Anticorpo Policlonale Anti-Fads1 Di Coniglio Per Wb, Elisa - O60427

Numero articolo: CM0023754

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FADS1 umano (delta-5 desaturasi) per WB ed ELISA. Validato su umano, topo, ratto. Coinvolto nel metabolismo dei PUFA e nella risposta infiammatoria; ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FADS1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	D5D, TU12, FADS6, FADSD5, LLCDL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3992
GeneID	3992
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 100-200 di FADS1 umano (NP_037534.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60427
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio