

Anticorpo Policlonale Anti-Fads2 Per Wb Ed Elisa - 095864

Numero articolo: CM0020138

introduzione

FADS2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB ed ELISA, mirato alla fatty acid desaturasi 2 umana (095864), un enzima chiave nella biosintesi degli HUFA. Ideale per la ricerca sul metabolismo e la dermatologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FADS2 Rabbit pAb
Note/Alias	D6D; DES6; TU13; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; FADS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9415
GeneID	9415
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FADS2 umano (NP_004256.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	095864
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio