


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Faf1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Unn5

Numero articolo: CM0028595



introduzione

CamelBio fornisce un anticorpo policlonale coniglio Anti-FAF1 per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo, ratto; rileva una banda di 74 kDa. Utile per la ricerca su apoptosi, replicazione del DNA e proteine nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FAF1 Rabbit pAb
Note/Alias	hFAF1, CGI-03, HFAF1s, UBXD12, UBXN3A, FAF1
Specie	Uomo
Gene ID (Uomo)	11124
Gene ID	11124
Immunogeno	Un peptide sintetico di FAF1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UNN5
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio